

Information vid användning av spray & andningsbehållare-Spacer med mask



1. Kontrollera att spacern är fri från skador, att inga delar saknas och det inte ligger någonting löst i spacern. Titta inuti!
2. Placera barnet i en stadig sittande ställning på en stol eller i ditt knä. Barnet kan sitta i knä eller stå beroende på ålder och allmäntillstånd, låt situationen avgöra.
3. Ta bort skyddskorkarna från astmasprayen och spacern.
4. Placera sprayen baktill i spacern.
5. Sätt fast masken framtill
6. Skaka spray och spacer några gånger.
7. Sätt masken över barnets mun och näsa och slut tätt.
8. Stötta gärna barnets huvud om så behövs
Kontrollera att barnet andas in och ut.
9. Puffa en gång= 1 dos och låt barnet andas 6-8 andetag. Om barnet är ordinerat fler doser/ puffar upprepa steg 5-8.
10. Räkna andetagen genom att titta på ventilen.

Det finns många olika spray och andningsbehållare-spacer på marknaden. Läs alltid den instruktion som gäller för den andningsbehållare-spacer som barnet har, antalet andetag per puff kan skilja mellan de olika märkena.

Se en generell film på <https://www.medicininstruktioner.se/mi/spacer/>



Information vid användning av spray & andningsbehållare-Spacer utan mask



1. Kontrollera att spacern är fri från skador, att inga delar saknas och det inte ligger någonting löst i spacern. Titta inuti!
2. Placera barnet i en stadig sittande ställning på en stol eller i ditt knä. Barnet kan sitta i knä eller stå beroende på ålder och allmäntillstånd, låt situationen avgöra.
3. Ta bort skyddskorkarna från astmasprayen och spacern.
4. Placera sprayen baktill i spacern.
5. Skaka spray och spacer några gånger.
6. Låt barnet sluta tänder och läppar kring munstycket.
Kontrollera att barnet andas in och ut med munnen och inte med näsan.
7. Puffa en gång= 1 dos och låt barnet andas 6-8 andetag.
Om barnet är ordinerat fler doser/puffar upprepa steg 5-8.
8. Räkna andetagerna genom att titta på ventilen.

Det finns många olika spray och andningsbehållare-spacer på marknaden. Läs alltid den instruktion som gäller för den andningsbehållare-spacer som barnet har, antalet andetag per puff kan skilja mellan de olika märkena.

Se en generell film på <https://www.medicininstruktioner.se/mi/spacer/>

